

Инструкция по использованию

Описание: профессиональная паста для очищения и полирования поверхностей зубов специализированным персоналом в рамках профилактической гигиены. По своей структуре **Mira-Clin hap** подходит как для грубого шлифования так и для финишной полировки, при этом снимает гиперчувствительность зубов и пришеечных участков. Содержит полезный для зубов, ксилит и гидроксиапатит. Без фторидов, глютена и фталата.

Описание: Поверхностное удаление мягкого и твёрдого зубного налёта, и после устранения зубного камня. Удаление поверхностных пигментаций (напр. от кофе, табака или чая).

Противопоказания: Когда нельзя использовать пасту:

- повышенная чувствительность к одному из компонентов,
- если у пациента потерян контроль над рефлексом глатывания.

Основные меры предосторожности:

- Только для использования квалифицированным персоналом!
- Хранить в недоступном для детей месте!
- Не глотать!
- Предотвращать контакт с кожей! В случае, если контакт случился
- промыть затронутые участки водой с мылом.
- Предотвращать попадание в глаза! В случае, если паста попала в глаза
- обильно промыть глаза водой и при сомнениях,
- проконсультироваться с врачом.

Побочное действие: При чрезмерном употреблении внутрь может вызвать тошноту и/или рвоту.

Показания к применению: Подходит для использования со всеми полировочными щётками и/или силиконовыми головками. Для окклюзионных поверхностей использовать щётки.

Рекомендации к применению:

- При первичном использовании удалите фольгу, которой запечатан тубик. После использования ВСЕГДА плотно закрывать тубик для предотвращения высыхания.
- Необходимое количество пасты выдавить на палитру для замешивания.
- Пасту брать непосредственно полировочной щёткой или силиконовой головкой.
- Чтобы предотвратить перегрев и распыкивание полировочной пасты необходимо работать в режиме 2000 – 3000 об./мин.
- После использования помыть водой все задействованные предметы.
- Пылесосом собрать материал в зоне рабочего поля и попросить пациента хорошо прополоскать рот.

Хранение и срок годности:

- Хранить при комнатной температуре (15 до 25 °C / 59 до 77 °F)
- Не помещать в холодильник!
- Хранить от прямого воздействия солнечных лучей!

Состав: глицерин, гидроксиапатит, бикарбонат натрия, диоксид кремния, вода, пропилен гликоль, ксилитол, пиррофосфат калия, оксид алюминия, дисодиум пиррофосфат, арома, кокамидопропил бетаина, натрия С14-16 олефинсульфонат, сахарин, кокосовая кислота, бензиловый спирт, C174160.