

Электрические зубные щетки



Colgate-Palmolive, США



Hager & Werken



Waterpik

	Colgate-Palmolive, США	Hager & Werken	Waterpik
Наименование	Colgate ProClinical A1500	Prosonic micro 2	Waterpik® SENSONIC Professional SR-1000E
Производитель	Colgate-Palmolive, США	Hager & Werken GmbH & Co. KG	Waterpik® Inc.
Продажа	–	ООО "ХАГЕР ЕВРАЗИЯ"	ООО "АРКОМ"
Функциональность головки щетки			
Движения вперед - назад	–	–	–
Колебания боковые	–	–	–
Колебания вверх - вниз	–	–	–
Пульсирующий	–	–	–
Звуковые волны	Звуковые вибрации	Активный звук	Звуковые волны
Ультразвук	–	–	–
Частота работы головки	до 32.500 колебаний/мин.	30.000 вибраций/мин.	30.000 движений головки/мин.
Форма коловки			
Овальная	Овал	Овал	Короткая головка 3х видов:
Круглая	–	–	– Стандарт
Четырехугольная	–	–	– Маленькая
			– Интердантиальная
Контроль давления	нет	нет	Не нужен. Чистка едва касаясь зубов
Сигнал	Таймер 30-сек. (на один квадрант) Таймер 2 мин. (рекомендуемое время чистки)	нет	да
Регулировка скорости	да, 3 модуса	нет	да
Размер головки			
Длина х ширина	1,6 x 0,9 см	примерно 2,4 x 1,2 см	– Стандарт: 2,2 x 1,2 см
Диаметр	1,7 см	–	– Маленькая: 1,7 x 0,9 см
			– Интердантиальная: 0,35 см
Вес щетки с ручкой	95 г	60 г	206 г
Энергообеспечение			
Аккумулятор с подзарядкой	Аккумулятор с подзарядкой	–	Аккумулятор без памяти
Батарейка	–	Батарейка (AAA)	–
Рекомендации по использованию			
Дети	Дети	–	Дети
Взрослые	Взрослые	Взрослые	Взрослые
Комплектация вкл. в цену	Ручка, 3 насадки, зарядное устройство, держатель насадок, бокс	Ручка с насадкой, батарейка	3 разные насадки, настенный держатель
Цена запасной головки	3 шт. в комплекте	Упаковка 2 шт. (средняя), ок. 820 руб.	Упаковка 3 шт., ок. 990 руб.
Клинические исследования	да	–	да
Гарантия	2 года	1 год	2 года
Цена	ок. 9000 руб.	ок. 1320 руб	ок. 7900 р.
Вебсайт	www.colgate.ru	www.hager-werken.ru	www.waterpikrussia.ru

Электрические зубные щетки



Waterpik



Waterpik

Наименование	Waterpik® SENSONIC Professional PLUS SR-3000E	Waterpik® Dental-Center Complete Care WP-900E (Kombin. SR-3000E und WP-100E4)
Производитель	Waterpik® Inc.	Waterpik® Inc.
Продажа	ООО "АРКОМ"	ООО "АРКОМ"
Функциональность головки щетки		
Движения вперед - назад	–	–
Колебания боковые	–	–
Колебания вверх - вниз	–	–
Пульсирующий	–	–
Звуковые волны	Звуковые волны	Звуковые волны
Ультразвук	–	–
Частота работы головки	30.000 движений головки/мин.	30.000 движений головки/мин.
Форма коловки	Короткая головка 3х видов:	Короткая головка 3х видов:
Овальная	– Стандарт	– Стандарт
Круглая	– Маленькая	– Маленькая
Четырехугольная	– Интердентальная	– Интердентальная
Контроль давления	Не нужен. Чистка едва касаясь зубов	Не нужен. Чистка едва касаясь зубов
Сигнал	да	да
Регулировка скорости	да	да
Размер головки		
Длина x ширина	Стандарт: 2,2 x 1,2 см	Стандарт: 2,2 x 1,2 см
Диаметр	маленькая: 1,7 x 0,9 см интердентальная: 0,35 см	маленькая: 1,7 x 0,9 см интердентальная: 0,35 см
Вес щетки с ручкой	196 г	196 г
Энергообеспечение		
Аккумулятор с подзарядкой	Аккумулятор без памяти	Аккумулятор без памяти
Батарейка	–	–
Рекомендации по использованию		
Дети	Дети	Дети
Взрослые	Взрослые	Взрослые
Комплектация вкл. в цену	3 разные насадки, настенный держатель, футляр	3 разные насадки, настенный держатель, футляр
Цена запасной головки	упаковка 3 шт., ок. 990 руб	упаковка 3 шт., ок. 990 руб
Клинические исследования	да	да
Гарантия	2 года	2 года
Цена	ок. 7900 руб.	ок. 7900 руб.
Вебсайт	www.waterpikrussia.ru	www.waterpikrussia.ru

Электрические зубные щетки



Oral-B



Oral-B



Philips

	Oral-B	Oral-B	Philips
Наименование	Oral-B AdvancePower Kids 950TX Mickey Mouse	Oral-B PRO 7000 SmartSeries	FlexCare Platinum
Производитель	Procter & Gamble	Procter & Gamble	Philips GmbH
Продажа	www.braun-russia.ru	www.braun-russia.ru	Philips GmbH
Функциональность головки щетки			
Движения вперед - назад	-	-	-
Колебания боковые	да	да	-
Колебания вверх - вниз	-	-	-
Пульсирующий	-	да	-
Звуковые волны	-	-	да
Ультразвук	-	-	-
Частота работы головки	5600 ротаций в мин.	8.800 ротаций в мин., 40.000 пульсаций в мин.	31.000 движений головки в минуту
Форма коловки			
Овальная	-	-	овал
Круглая	круглая	круглая	-
Четырехугольная	-	-	-
Контроль давления	нет	Тройной датчик давления (Визуальный / звук через / с помощью SmartGuide)	да
Сигнал	Музыкальный таймер	Встроенный таймер 2-х минутной чистки	Quad таймер (30-секундный сигнал) / 2-минут. таймер (рекомендуемое время чистки)
Регулировка скорости	нет	Да, выбор режима очистки	3 настройки интенсивности
Размер головки			
Длина x ширина	-	-	3 x 1,5 см
Диаметр	12 мм	13 мм	-
Вес щетки с ручкой	250г	850 г	749 г
Энергообеспечение			
Аккумулятор с подзарядкой	да	да	да
Батарейка	-	-	-
Рекомендации по использованию			
Дети	Дети	-	-
Взрослые	-	Взрослые	Взрослые
Комплектация вкл. в цену	Ручка, 1 насадка, зарядное устройство	Ручка, bluetooth для соединения с мобильным телефоном, косметичка, Беспроводное устройство SmartGuide, зарядное устройство с контейнером для хранения насадок, 5 насадок	1 ручка FlexCare Platinum, 1 насадка InterCare Standard, 1 насадка InterCare Mini, 1 UV - очиститель, 1 дорожный футляр
Цена запасной головки	Упаковка 2 шт., ок. 1390 руб.	Упаковка 2 шт., ок. 1439 руб.	Упаковка 2 шт., ок. 1690 руб.
Клинические исследования	да	да	да
Гарантия	2 года гарантии + 1 год продление гарантии производителя (Интернет)	2 года	2 года
Цена	ок. 4000 руб.	ок. 17390 руб.	ок. 1200 руб.
Вебсайт	www.braun-russia.ru	www.braun-russia.ru	www.philips.ru